



PLIKO

Руководство по эксплуатации



fumagalli
WE TAKE CARE
HAM HE BCE PABHO

ГАРАНТИЯ

Информация о гарантии содержится в прилагаемом сертификате

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Съемный чехол следует мыть при температуре, не превышающей 30°.
- Рекомендуется держать в чистоте все движущиеся узлы и, при необходимости, смазывать их легким маслом.
- Для предотвращения образования ржавчины насухо вытирайте металлические детали изделия.
- Периодически очищайте пластиковые детали влажной тканью; запрещается пользоваться растворителями и другими аналогичными веществами.
- При помощи щетки очищайте от пыли детали из ткани.
- Очищайте колеса от пыли и песка.
- Предохраняйте изделие от вредного воздействия атмосферы, воды, дождя или снега; в результате постоянного и продолжительного пребывания на солнце многие материалы могут выцвести.

Внимание! Запрещается пользоваться хлорсодержащими моющими средствами.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
- Следите за тем, чтобы пальцы не попадали в блокировочные устройства.
- Монтаж должен выполняться взрослыми людьми.
- Запрещается использовать коляску с неисправными или отсутствующими деталями.
- При остановке обязательно ставьте коляску на тормоз.
- Не используйте коляску рядом с лестницами или ступенями.
- Не рекомендуется поднимать коляску за переднюю перекладину, которая не рассчитана на такую нагрузку. При необходимости поднять коляску, делайте это, взявшись за подлокотники или раму.
- Проверьте, правильно ли открыта коляска: красные отметки под закрывающим рычагом не должны быть видны.



соответствует требованиям директивы
Европейского Сообщества
по медицинскому оборудованию
93/42/CEE – КЛАСС I –

Компания «Фумагалли С.р.л.» не несет ответственность за несчастные случаи, которые могут произойти в результате НЕСОБЛЮДЕНИЯ правил монтажа и эксплуатации, приведенных в настоящей инструкции.


Для получения дополнительной информации или уточнений, обращайтесь в Технический отдел «Фумагалли С.р.л.» по телефону: 031/3356811. Помимо этого, компания в целях улучшения качества выпускаемой продукции оставляет за собой право на внесение в изделие изменений эстетического и функционального характера.




РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы разложить коляску, потяните два рычага, находящиеся на рукоятках, и одновременно приподнимите коляску, в результате этого она разложится автоматически. Чтобы убедиться, что коляска открыта правильно, проверьте два боковых крюка.

После раскладывания коляски установите подставку с ножными упорами и поправьте боковые подушечки, если они отстегнулись во время транспортировки.




Боковые крюки



СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы сложить коляску, потяните вниз разблокировочный тросик и снимите подставку для ног. Переведите в верхнее положение два рычага, находящиеся на опорных рукоятках, чтобы отстегнуть две опорные боковины. Возьмитесь за ручку, расположенную за спинкой, и потяните ее вверх: коляска автоматически сложится. Теперь вы сможете перевезти ее в другое место при помощи колесиков или перенести, удерживая за специальную ручку.


Тросик разблокировки подставки для ног



РЕГУЛИРОВКИ


Регулировка высоты опорных рукояток

Каждая из двух рукояток оснащена независимой двухпозиционной системой регулировки по высоте; нажмите разблокировочную кнопку и поднимите либо опустите рукоятку.



Передняя перекладина


Установите или снимите переднюю перекладину в соответствии с рисунком.



Тормоза и вращающиеся колесики

Задние колеса оснащены стояночным тормозом.

Кроме того, предусмотрена возможность блокировки вращения передних колес при помощи специального блокиратора.




Монтаж капюшона

Для монтажа капюшона его необходимо вставить в опоры и протолкнуть по направлению книзу до щелчка – см. рисунок. Затем пристегните капюшон к каркасу коляски и натяните его, сдвинув вниз циркульный механизм. Наклон капюшона можно отрегулировать в зависимости от степени наклона спинки.

Наклон спинки

Спинка оснащена четырехпозиционным механизмом наклона. Чтобы ее опустить, приподнимите рукоятку и, одновременно с этим, опустите спинку, зафиксировав ее в нужном положении. Для поднятия спинки ее необходимо подтолкнуть по направлению вверх.




Регулировка сидения по глубине и ширине

Для регулировки глубины сидения ослабьте два болта, расположенные на правой и левой направляющих под сидением, и переведите его в нужное положение при помощи механизма скольжения.

Боковины оснащены шарнирами, позволяющими изменять ширину; благодаря им вы сможете уменьшить ширину сидения.

Внимание: при закрытии коляски PLIKO после увеличения ее ширины необходимо вывести боковины наружу.



Расположение блокировочного болта механизма скольжения сидения

Подголовник и упор для поясницы

Высота подголовника регулируется по высоте посредством отверстий, проделанных в набивной спинке.

При желании упор для поясницы можно снять либо использовать на наиболее удобной высоте: для его установки служат специальные петли в набивной спинке.

Регулировка подставки для ног

Упор для ног регулируется по высоте: для этого ослабьте крепежные болты и отрегулируйте положение под нужным углом, затягивая или отвинчивая болт, расположенный под опорной поверхностью подставки. Помимо этого, подставка оборудована двумя упорами для ног, регулируемые по ширине.

Ремни

Ремни, оснащенные скользящей набивной прокладкой, могут устанавливаться на нужной высоте: для этого их достаточно вынуть и переставить в наиболее подходящее отверстие.

Для установки ремня крепления тазовой области служат крепежные петли, расположенные с тыльной стороны сидения.



ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД ТЕМ, КАК СКЛАДЫВАТЬ КОЛЯСКУ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ!**

Попытка сложить коляску с неснятой подставкой может привести к серьезным, не поддающимся ремонту, повреждениям конструкции. Компания «Фумагалли» не несет ответственность за поломки, которые могут произойти в результате несоблюдения данного требования.



Fumagalli srl
Piazza Puecher 2
22037 Ponte Lambro (CO)
Tel. (+39) 031 33 56 811
Fax (+39) 031 622 111
www.fumagalli.org